

機械器具 09 手動式X線フィルムカセット（35437000）
一般医療機器


プレスラーグリッド付

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

1. バックスクリーン用プレスラー グリッド付き（以下グリッド付きプレスラーという）の一般的構造を示します。

- （1）表板
- （2）グリッド
- （3）クッション材
- （4）鉛箔
- （5）背張り
- （6）裏板



2. プレスラーに使用されている表板と裏板の周囲部分（モール）及び背張りに使用されている素材はポリ塩化ビニルから作られており、その可塑剤にはDEHP（フタル酸化ジエチルヘキシル）が使用されています。

【使用目的、効能又は効果】

X線撮影等において袋状カセット等を補強するために使用し良好なX線画像を得ることができる。

【品目仕様等】

袋状カセット等を挿入するのに十分な大きさ、厚み等を有すること。

【操作方法又は使用方法等】

【操作方法又は使用方法に関連する使用上の注意】

1. バックスクリーンをグリッド付きプレスラーで挟みます。
2. X線撮影を実施します。
3. 撮影済みのIP、暗室内でバックスクリーンホルダーから取り出し、画像読取装置で読み取りを行って下さい。グリッド付きプレスラーの詳細な操作方法及び使用方法は、付属の取扱説明書を参照して下さい。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

1. グリッド付きプレスラーにバックスクリーンを装填するとき、グリッド付きプレスラーからバックスクリーンがはみ出さないようにすること。
2. グリッド付きプレスラーは落下させたり、強い衝撃を与えると変形・破損することがありますので丁寧に扱うこと。
3. モールや背張りに使用されている可塑剤DEHPは、溶出する恐れがありますので、直接患者に触れる場合は長時間にならないように注意すること。

【その他の注意事項】

1. グリッド付きプレスラーを廃棄する場合は産業廃棄物となります。必ず、地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分量者に廃棄を委託して下さい。
2. その他使用上の注意点の詳細については、取扱説明書を参照して下さい。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光が当たる場所、強い紫外線が当たる場所、高温高湿や、ほこりの多い場所は避けて保管してください。
2. 有効期間
有効期間（使用期間）は、使用状況によって、キズ、折れ、破損等により、診断画像に劣化をきたすまでとし、このような場合は新品のグリッド付きプレスラーに交換して下さい。

【保守・点検に係る事項】

1. グリッド付きプレスラーの使用・保守の管理責任は使用者側にあります。
2. 使用者による日常及び定期点検（少なくとも6ヶ月ごと）を必ず行って下さい。
点検を実施しない場合には、診断画像に悪影響を与える懸念がでてきます。
【点検項目】
 - ・密着性
 - ・外部の損傷の程度確認
3. グリッドについては、特定保守管理医療機器に該当します。保守・点検はグリッド添付文書を参照願います。

【包装】

品目・サイズはそれぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【製造販売業者及び製造業者の名称および住所等】

製造販売業者： 三菱化学株式会社
住 所： 〒250-0862
神奈川県小田原市成田 1060 番地
電 話 番 号： 0465-36-1111

製 造 業 者： 三菱化学株式会社 小田原事業所
住 所： 〒250-0862
神奈川県小田原市成田 1060 番地

取扱説明書を必ずご参照ください。

⑨